


# **Baccalauréat professionnel Hygiène Propreté Stérilisation**

## **GUIDE D'EQUIPEMENT**

## SCHEMA FONCTIONNEL DU PLATEAU TECHNIQUE



Remarque : ce guide d'équipement est conçu pour une section de baccalauréat professionnel sur une base de 30 élèves soit 15 élèves en travaux pratiques.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES LOCAUX

SECTEUR 1 : TECHNIQUES DE PROPRETE			
LOCAUX	CARACTERISTIQUES	EQUIPEMENT et MATERIEL	SURFACE
ATELIER TECHNIQUES DE PROPRETE	<p>Local destiné à mettre en œuvre les techniques d'entretien courant, de remise en état et de rénovation</p> <p><u>Fluides</u> : électricité : nombreuses prises espacées de 4 m chacune – coups de point d'arrêt d'urgence</p> <p><u>Revêtements de sol</u> : variés au moins 4 zones dont moquette au mètre et moquette en dalle, carrelage, linoléum, caoutchouc, thermoplastique, pierre marbrière...</p> <p><u>Revêtements des murs</u> : textiles, papier peint, peinture,...</p> <p><i>Rq : En compléments de ces revêtements il serait souhaitable de disposer dans les autres locaux de l'établissement de sols en résine, en béton ciré, de thermoplastiques protégés usine, ...</i></p>	<p><i>N B : Communication à prévoir avec la salle de stockage des produits.</i></p> <p><i>Cet espace pourra être aménagé en salle de cours sur une partie si nécessaire.</i></p>	70 à 90 m <sup>2</sup>
STOCK PRODUITS et MULTI SERVICES	<p>Zone de stockage des produits</p> <p><u>Revêtements de sol</u> : sol en carreaux de grès cérame</p> <p><u>Revêtements des murs</u> : peinture</p>	<p>Etagères murales</p> <p>Armoires et bacs de stockage</p> <p>Armoires ventilées et fermées à clé pour les produits d'entretien dangereux</p>	15 à 20 m <sup>2</sup>
ATELIER ENTRETIEN ET RANGEMENT DU MATERIEL	<p>Local destiné à l'entretien du matériel après les activités pratiques et au rangement de ce matériel. Est conçu de manière à respecter la marche en avant.</p> <p><u>Fluides</u> : eau froide et chaude, électricité nombreuses prises (y compris pour lave linge et sèche linge)</p> <p>Evacuation au sol</p> <p>Centrale de nettoyage (si possible)</p> <p><u>Revêtements des sols</u> : carrelage grès cérame</p> <p><u>Revêtements des murs</u> : carreaux de faïence au-dessus des points d'eau dans la zone sale - Murs peints lessivables avec parements pouvant supporter la fixation de supports.</p> <p>Ouverture de la zone propre sur le local de stockage des produits si possible.</p>	<p><u>Equipement zone sale</u> :</p> <p>1 plan de travail en grès cérame</p> <p>1 plan de travail avec évier 2 bacs profonds</p> <p>Vidoirs (ergonomiques)</p> <p>Lave-linge</p> <p>Sèche linge</p> <p>Lave-mains équipé</p> <p><u>Equipement zone propre</u> :</p> <p>Etagères de rangement en partie centrale</p> <p>Etagères sur la zone rangement du matériel mécanisé (pour les accessoires)</p> <p>Casiers sur roulettes (pour plateaux, disques...)</p>	70 à 90 m <sup>2</sup>
SALLE DE TECHNOLOGIE	<p>Salle pour les lancements de cours et la technologie pour 15 élèves permettant de réaliser quelques expériences d'illustration</p> <p><u>Revêtements des sols et des murs</u> : en complément des autres salles, choisir des revêtements pour diversifier les techniques d'entretien</p>	<p>8 postes informatiques + mobilier informatique et logiciels professionnels</p> <p>1 grande paillasse avec évier robinet</p> <p>Tables et chaises pour 15 élèves</p> <p>Bureau et chaise professeur</p> <p>Placard pour la documentation</p> <p>Tableau et plannings</p>	Environ 50 m <sup>2</sup>

SECTEUR 2 : TECHNIQUES DE STERILISATION			
LOCAUX	CARACTERISTIQUES	EQUIPEMENT et MATERIEL	SURFACE
ATELIER TECHNIQUES STERILISATION	<p>Local destiné à mettre en œuvre les techniques de pré-désinfection, lavage, conditionnement puis stérilisation des dispositifs médico-chirurgicaux</p> <p><u>Hauteur sous-plafond</u> 2,80m si possible (faux plafonds constitués de panneaux rigides, lavables, étanches, montés sur profilé aluminium)</p> <p><u>Fluides</u> : électricité plusieurs prises monophasées à proximité des machines Eau chaude et froide Eviter les tuyauteries apparentes Adoucisseur d'eau ou osmoseur alimentant les postes de lavage manuel, le laveur désinfecteur, le stérilisateur</p> <p><u>Revêtements de sol</u> : continu sans joints si possible (PVC ou caoutchouc en lès soudés), résistant aux pressions et aux chocs, facile à laver et désinfecter, raccordé aux murs pour faciliter le nettoyage (plinthe à gorge) Dans la zone de lavage uniquement sol antidérapant muni de siphons (1 siphon démontable et désinfectable dans la zone de lavage des chariots)</p> <p><u>Revêtement des murs</u> : lisse, facile à nettoyer et désinfecter, de couleur claire</p>	<p><i>NB : la salle doit être cloisonnée de manière à séparer les zones de réception-lavage, de recomposition-conditionnement et de stérilisation-stockage-distribution, tout en permettant le respect de la marche en avant des dispositifs médicaux à stériliser. Des cloisons vitrées permettent une vue de l'ensemble de la salle.</i></p> <p><u>Equipement informatique</u> : 4 à 5 postes informatiques avec claviers bionettoyables, en réseau et permettant de mettre en œuvre la traçabilité des DM (idéalement avec lecteur de code barre et logiciel de type Instacount BBraun)</p> <p><b>Zone de réception -lavage :</b> 1 lave-mains à commande automatique à l'entrée de la zone Rq : prévoir 1 distributeur de solution hydroalcoolique par poste</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Espace de réception-tri-enregistrement des DM : comptoir en matériau lessivable + poste informatique, chariots de transport</li> <li>Espace de lavage et stockage des chariots (si possible) : évier à proximité</li> <li>Espace de lavage mécanique : laveur désinfecteur simple alimenté en eau adoucie ou osmosée, cuve à ultra sons de 3 à 5 L sur plan de travail avec robinet de remplissage et vidange</li> <li>Espace de lavage manuel : évier 2 bacs (taille suffisante) + plan de travail de chaque côté</li> <li>Espace de lavage manuel pour ATNC 2 bacs (facultatif)</li> <li>Espace pour parfaire le séchage avec un pistolet à air comprimé</li> </ul> <p><b>Prévoir un passe plat pour acheminer les DM vers la salle de recomposition – conditionnement.</b></p> <p><i>L'accès aux zones de recomposition-conditionnement et stérilisation-stockage-distribution est différent de celui de la zone de réception-lavage, si une porte permet de passer entre ces 2 zones, elle ne pourra être empruntée que par l'enseignant et uniquement pour des raisons de formation.</i></p>	70 à 100m <sup>2</sup>

<p><b>ATELIER TECHNIQUES STERILISATION (suite)</b></p>	<p>Cf caractéristiques ci-dessus</p> <p><i>Remarque : si l'établissement ne dispose pas d'une salle propre indépendante de la salle de stérilisation, la zone de conditionnement pourra être installée en salle propre et respecter la classe 8 de la norme NF EN ISO 14644-1 conformément aux bonnes pratiques de pharmacie hospitalière.</i></p>	<p><b>Zone de recomposition-conditionnement</b> 1 lave mains à commande automatique à l'entrée de la zone</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Espace de recomposition : DM de remplacement + système de rangement, loupe éclairante, distributeur de papier, poste informatique avec base de donnée indiquant la composition des lots et permettant d'identifier les DM par photographies</li> <li>▪ Espace de conditionnement : 1 ou 2 plan(s) de travail fixe(s) au centre, 1 à 2 soudeuse(s), 1 étagère de stockage des conditionnements, 1 poste informatique, système de rangement des consommables (protecteurs, étiquettes...), distributeur d'adhésif, support mural ou chariot de stockage des feuilles non tissées, étiqueteuse...</li> </ul> <p><b>Prévoir un passe plat pour acheminer les DM vers la salle de stérilisation.</b></p> <p><b>Zone de stérilisation-stockage-distribution :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1 zone de stérilisation (en l'absence de stérilisateur double porte): 1 stérilisateur simple porte alimenté en eau déminéralisée, 1 poste informatique</li> <li>▪ 1 étagère de stockage des DM stérilisés</li> <li>▪ 1 zone de préparation (plan de travail) des commandes et de distribution des DM stérilisés, 1 poste informatique</li> </ul>	
--	--	--	--

SECTEUR 3 : TECHNIQUES D'ENTRETIEN EN ZONES A RISQUES			
LOCAUX	CARACTERISTIQUES	EQUIPEMENT et MATERIEL	SURFACE
SALLE PROPRE	<p>Local destiné à mettre en œuvre des techniques d'entretien dans les enceintes à empoussièvement contrôlé (norme ISO 14644-1 classe ISO 5 à 8). Conception du local avec mise en surpression. Ou à défaut des manomètres fictifs peuvent permettre de visualiser la différence de pression entre les locaux.</p> <p>Revêtement de sol : Sol en résine ou revêtement souple (thermoplastique ou caoutchouc en lés soudés collés), résistant aux pressions et aux chocs, facile à laver et désinfecter, raccordé aux murs par plinthes à gorge.</p> <p>Cloisons et plafonds : panneaux monoblocs revêtus de parement en tôle d'acier, âme isolante en polyuréthane ou polystyrène, coins à angles moulés assemblés comme les panneaux. Ensemble des surfaces du type affleurant. Vitrages lisses affleurants et étanches. Portes bi affleurantes, vantaux intégrant un vitrage affleurant Ou à défaut : Caractéristiques majeures des surfaces : - résistantes à l'eau et aux produits d'entretien - surfaces, vitrages lisses et affleurants - portes orientées dans le sens du flux d'air - étanchéité réalisée au silicone</p> <p>Luminosité : minimum 200 lux Prévoir idéalement des luminaires encastrés étanches dans le faux plafonds</p> <p><u>Fluides</u> : eau froide et chaude, électricité</p>	<p><b>Sas d'habillage :</b> L'accès à la salle propre s'effectue par un sas d'habillage qui répond aux mêmes exigences de conception technique que la salle blanche.</p> <p><u>Equipement du sas d'habillage :</u> un casier dépose chaussures un placard de rangement des consommables un banc d'habillage un lave-mains à commande automatique un vestiaire ouvert, un miroir</p> <p>Matériel d'entretien (cf liste ci-après)</p>	30 m <sup>2</sup>
CHAMBRE D'HOPITAL	<p>Local destiné à mettre en œuvre les techniques de nettoyage en milieu hospitalier Alimentation et évacuation : eau froide, chaude, électricité</p>	<p>Sol thermoplastique Murs : textiles vinyles peints Cabinet de toilette avec bloc WC et lavabo Lit de malade et chevet Placard ou vestiaire</p>	20 à 25 m <sup>2</sup>
SALLE DE TECHNOLOGIE et SCIENCES APPLIQUEES	Salles pour 12 à 15 élèves pour les lancements de cours, la technologie, l'enseignement de la microbiologie appliquée, l'incubation et la lecture des	<p>Tables ou paillasses pour 12 à 15 élèves Paillasse professeur Placard pour la documentation Tableau et plannings</p>	

	prélèvements réalisés lors des travaux pratiques	Microscopes Eviers permettant la réalisation des techniques de coloration ou la préparation de travaux pratiques Espace de préparation équipé par : - étuve microbiologique - réfrigérateur - autoclave pour la destruction des prélèvements	35m <sup>2</sup>
<b>VESTIAIRES ELEVES</b>	Composés d'un vestiaire garçon 12 à 15 places et d'un vestiaire filles 12 à 15 places Chacun de ces vestiaires est proche d'un cabinet de toilette Alimentation eau chaude et froide et électricité	Carreaux de grès cérame au-dessus des lavabos et revêtement de sol en grès cérame. Murs en peinture lessivable	35 m <sup>2</sup>
<b>BUREAU ET VESTIAIRE PROFESSEUR</b>	Le vestiaire est attenant au local sanitaire Alimentation eau chaude et froide Electricité	Equipement informatique du bureau Placard de rangement	20 m <sup>2</sup>

### RECAPITULATIF DES SURFACES

Identification des surfaces	Superficie (m <sup>2</sup> )
<b>ZONE 1 Techniques de propreté</b>	
Atelier techniques de propreté	70 à 90
Salle Technologie et informatique	50
Stock multi services + produits	15 à 20
Atelier entretien et rangement du matériel	70 à 90
Vestiaire filles et sanitaires (15 élèves) et vestiaire garçons et sanitaires (15 élèves)	35
Vestiaire, sanitaires et bureau professeur	20
<b>ZONE 2 Techniques de prévention et traitement des bio-contaminations</b>	
Chambre d'hôpital	20 à 25
Salle de technologie	35
Salle propre	30
Salle de stérilisation des DM	70 à 100
<b>TOTAL</b>	<b>415 à 500</b>

## RECAPITULATIFS MATERIEL

ZONE TECHNIQUES DE PROPRETE	Quantités
<b>LES MATERIELS</b>	
balais à franges (environ 60cm)	8
+ franges adaptées	16
balai à franges ciseaux (2x100cm)	1
+ franges adaptées	2
balais trapèzes (environ 530 x 105cm)	15
+ gazes coton	25
+ gazes non tissées	25
balais frottoirs	8
tampons abrasifs marrons pour balai frottoir	8
tampons abrasifs verts pour balai frottoir	8
tampons abrasifs rouges pour balai frottoir	8
frottoirs à mains	3
balais réservoirs (environ 50x30cm)	4
bandeaux pour balai réservoir	8
balais applicateurs pour pose d'émulsion + garniture	4
seaux pour pose d'émulsion	3
pelles	15
balayettes	15
balais brosse	6
raclettes à sol mousse blanche	2
raclettes à sol mousse noire	4
raclettes secteur agro-alimentaire	4
lavettes rouges	100
lavettes bleues	100
lavettes vertes	50
lavettes jaunes	50
serpillières	24
seaux à vitres	8
mouilleurs + garnitures (35cm)	15
raclettes à vitres (35 cm)	15
grattoir sols et vitres	6
lavettes microfibres	50
perches télescopiques (2 x 0.6m)	3
perches télescopiques (2 x 1.25m)	3
perches télescopiques(2 x 2 m)	2
chariot faubert	1
chariots de lavage à plat	6
chariots multi-services équipés ( peu encombrants )	6
seaux de différentes couleurs ( 5L )	30
balai faubert	1
+ franges faubert	2
balais lavage à plat (45cm) 1 sabre (dessus des armoires)	12
+ franges lavage à plat	20
pulvérisateurs	6
sabre	1
prolongateurs électriques minimum 20m	2

<b>LES MACHINES ET ACCESSOIRES</b>	
<b>Les monobrosses</b>	
<b>monobrosses basse vitesse légères</b>	4
+ brosses souples	4
+ brosses dures polypropylène	3
Nylon	1
+ plateaux	4
+ réservoirs	4
<b>monobrosses basse vitesse lourdes</b>	4
+ brosses dures polypropylène	3
Nylon	1
+ plateaux	4
+ réservoirs	4
+ disques laine d'acier ( parquet )	1 lot
<b>monobrosses haute vitesse (400 t/min)</b>	4
+ plateaux	4
+ pulvérisateur intégré	1
+ disques spécial spray	10
+ disques (différentes couleurs)	5 de chaque
<b>monobrosses très haute vitesse (1000t/min)</b>	2
+ disques spécial spray	10
+ disques blancs	10
+ disques de décapage sans produits	1 lot
<b>Les aspirateurs</b>	
aspirateurs poussières (2 sortes au moins)	
• capacité 9L	2
• capacité 6L	2
aspirateurs mixtes avec accessoires	
• capacité 25L (2 sortes au moins)	4
aspirateur à poussières dorsal	1
aspirobrosseurs capacité 6l(2 sortes au moins)	
• largeur de travail 35cm	1
<b>Les autres machines</b>	
rotobrosse	1
injecteurs extracteurs	
• capacité réservoir 28l	2
+ suceur à main	1
autolaveuse électrique à câble	
(capacité du réservoir eau propre 25L)	1
+ plateau	1
+ brosse à récurer	1
autolaveuse à batterie	
(capacité du réservoir eau propre 45L)	1
+ plateau	1
+ brosse à récurer	1
nettoyeur vapeur professionnel	2
nettoyeur haute pression à eau froide pression 10 à 100 bars	1
canon à mousse (cuve de 35L)	1
<b>LE MATERIEL DE MAINTENANCE</b>	
boîte à outils avec outillage de base	1
testeurs de prise	4

<b>LES APPAREILS DE CONTROLE ET DE MESURE</b>	
échelle de Bacharach	3
brillancemètre	1
mesureurs laser	2
mesureurs à roue ou curvimètre	4
bassoumètre	1
<b>LES EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE</b>	
lunettes	15
tenues de pluie	2
tabliers plastiques blancs	6
charlottes jetables	1 boîte
combinaisons jetables non relargantes	1 boîte
sur chaussures jetables	1 boîte
<b>AUTRES</b>	
lave linge	1
sèche linge	1
chariot linge sale	1
filets linge sale	4
poubelles tri sélectif	
tapis de différentes natures	4
verres doseurs en mL	8
entonnoirs	2
soufflerie (pour sécher rapidement les surfaces, tapis...)	1
bâche de protection	1

<b>ZONE TECHNIQUES DE STERILISATION ET TECHNIQUES DE NETTOYAGE EN ZONES A RISQUES</b>	
<b>STERILISATION</b>	
chariots inox ou plastique de transport des DM prédésinfectés	2
bacs de prédésinfection 4 L	10
bacs de prédésinfection 10 L	2
bac de prédésinfection environ 20 L sur poste mobile sur chariot avec système de vidange	1
poubelles plastiques à pédale 20 L	5
cuve à ultrasons 3 à 5L	1 ou 2
laveur désinfecteur 2 paniers, à cycle de désinfection thermique (ou modèle double porte)+déminéralisateur dédié ou alimentation en eau déminéralisée	1
osmoseur inverse intégré pour laveur désinfecteur et stérilisateur	1
compresseur d'air comprimé sans huile avec cuve 10L et pistolet	1
pied à coulisse	1
loupe éclairante	1
tapis antidérapants	2
thermosoudeuse	1 ou 2
supports pour rouleaux de gaine à souder	2
supports pour feuilles de stérilisation	2
feuilles de stérilisation (différentes couleurs et tailles)	
paires de ciseaux droitiers et gauchers	10
mini conteneurs	3
demi conteneurs plats	3
caisses de transport (deux couleurs différentes, ex. bleu et rouge))	10
distributeurs d'adhésifs avec témoin de passage	2
distributeurs d'adhésifs sans témoin de passage	2
étiqueteuse manuelle	1
stérilisateur à cuve de 18L et enregistrement graphique (type chirurgie dentaire milieu libéral par exemple)	1
armoire ou étagère de stockage+panier	2
postes informatiques en réseau	5
chaises roulantes plastiques lessivables	10

table ou paillasses inox ou plastique	Selon dispo
tronc humain (pour la salle de technologie)	1
supports muraux pour porte-documents	5
goupillons de différentes tailles	10
champs opératoires	5
seringues de différentes tailles (pour lavage des tuyaux)	6
embouts de protection	1 lot
plombs pour sceller les conditionnements	1 lot
dispositifs médicaux (matériel médico-chirurgical)	Voir ci-après
<b>MATERIEL SALLE PROPRE</b>	
<b>Matériel de nettoyage</b>	
chariot de nettoyage Inox ou plastique	1 par zone
balai Inox ou plastique (rasant) pour sol	1 par zone
balai pour mur	1 par zone
aspirateur à filtre absolu	1
pulvérisateur de désinfectant	1
seaux blancs (5L)	5
masque à cartouche filtrante (en cas de désinfection par voie aérienne en présence humaine)	1
<b>Sas d'habillage</b>	
banc d'habillage lessivable	1
lavabo à commande automatique	2
vestiaire ou portique pour tenue de salles propres	1
distributeur de charlottes	2
distributeur de gants	6
distributeur de masques	3
distributeur de lunettes	1
distributeur de savons antiseptique	6
distributeur de solution hydroalcoolique	6
<b>Matériel de contrôle de la contamination *</b>	
masse pour boîte contact	1
compteur de particules	1
biocollecteur d'air à impact ou centrifuge	1
ATPmètre	1
<b>LES EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE</b>	
casaque et pantalon tissu bleu vert ou blanc	1 par élève
sabots de bloc	1 paire par élève
lunettes	1 paire par élève
tabliers plastiques blancs usage unique	1 lot
charlottes jetables	1 lot
masques chirurgicaux usage unique	1 lot
gants résistants aux produits chimiques et aux chocs mécaniques	1 paire par élève
gants usage unique vinyl pour les bionettoyage de surfaces en stérilisation	1 lot de chaque taille
gants néoprène à manche longue pour la tenue de salle propre	1 lot de chaque taille
combinaisons non relargantes usage unique à cagoule et sur-bottes intégrées	1 lot de chaque taille
gant thermique pour le déchargement des laveurs désinfecteurs et du stérilisateur	2

\* L'idéal est d'être équipé d'un compteur de particules et d'un biocollecteur. Toutefois il est à noter que le compteur de particules (environ 2000€) n'a d'intérêt que si l'établissement est équipé d'une salle propre fonctionnelle ; dans ce cas l'achat de ce matériel de contrôle est prioritaire. Si l'établissement ne dispose pas de salle propre fonctionnelle, il est plus judicieux de s'équiper d'un biollecteur (environ 3000€).

## CHOIX DES DISPOSITIFS MEDICAUX

### Principes généraux :

1. La variété des dispositifs médicaux de chirurgie est telle qu'il est impossible de former les élèves à tout reconnaître, particulièrement en formation initiale. Un choix doit être fait de manière à privilégier :
  - les DM les plus courants (ciseaux, pinces, écarteurs...) : voir instrumentation générale ci-dessous ;
  - les DM présentant des caractéristiques diversifiées. Par exemple :
    - les pinces peuvent être de tailles différentes, présenter des griffes ou non, être courbes ou droites...
    - les ciseaux peuvent être très divers ...
2. Les dispositifs médicaux en acier inoxydable sont réutilisables. Des dispositifs à usage unique peuvent être utilisés dans l'objectif d'apprendre aux élèves à les identifier et à les écarter du processus de stérilisation.
3. Il est souhaitable de constituer 10 à 20 sets, plateaux et boîtes correspondant à la réalité, issus de divers services médico-chirurgicaux. Le niveau de complexité (nombre et diversités de dispositifs) des différents sets peut être augmenté au fur et à mesure de la formation.  
Un lot de microchirurgie sera constitué pour permettre de justifier le lavage par ultrasons.

### Instrumentation générale :

Manches de bistouris
Ciseaux chirurgicaux
Ciseaux délicats
Ciseaux à dissection
Ciseaux à pansement
Ciseaux pour chirurgie vasculaire
Ciseaux pour couper les fils
Ciseaux coupe ligatures
Ciseaux longs et fins
Ciseaux pour intervention en profondeur
Ciseaux divers - Préparation
Ciseaux à plaquettes en carbure de tungstène
Pinces à dissection
Pinces à dissection sans griffes
Pinces à dissection sans griffes - fines
Pinces à dissection à griffes - fines
Pinces à dissection à griffes
Pinces à dissection fortes
Pinces à dissection délicates
Pinces à dissection mors tungstène
Pinces à dissection électro-coagulation
Pinces hémostatiques
Pinces hémostatiques longues
Pinces à tampons
Pinces à pansements
Pinces à champs
Pinces diverses
Pinces clamps
Pinces à préhension
Pinces passe-fil - Dissecteurs
Passe-fil - Guide-Fil
Pinces-clamps intestinales et stomacales
Dissecteurs
Ecarteurs - Valves malléables
Ecarteurs
Ecarteurs - Crochets
Ecarteurs - Valves
Ecarteur anal
Ecarteurs - Accessoires

## EXEMPLES DE SETS (niveau de complexité croissant)

Identification	BOÎTE À COMPRESSIONS	BOÎTE PETITE CHIRURGIE	BOÎTE PLASTIE MAINS	BOÎTE À PANSEMENTS																																																																																																																																					
Exemple de Service utilisateur	Urgences médicales	Chirurgie générale	Bloc orthopédie	Urgences médicales																																																																																																																																					
<b>Composition</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Identification</th><th>Quantité</th><th>Nom et caractéristiques</th><th>Quantité</th><th>Nom et caractéristiques</th><th>Quantité</th><th>Nom et caractéristiques</th><th>Quantité</th><th>Nom et caractéristiques</th><th>Quantité</th><th>Quantité</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ciseaux Lister, Croix Rouge, 14 cm</td><td>1</td><td>Ciseaux Iridectomie droits 11,5 cm</td><td>1</td><td>Ciseaux Mayo, courbes, 16 cm</td><td>1</td><td>Ciseaux Lister, Croix Rouge, 14 cm</td><td>1</td><td>Ciseaux Mousses, droits, 14 cm</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Pince à Champs Backhauss 9 cm</td><td>1</td><td>Ciseaux Mousses, droits, 14 cm</td><td>1</td><td>Ciseaux Mousses, droits, 11,5 cm</td><td>1</td><td>Ciseaux Mousses, droits, 14 cm</td><td>1</td><td>Ciseaux Mousses, droits, 14 cm</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Pince Péan Murphy 14 cm</td><td>1</td><td>Manche Bistouri n°3</td><td>1</td><td>Ciseaux Pointus, courbes, 14 cm</td><td>1</td><td>Bistouri Fixe, manche plat, 17 cm</td><td>2</td><td>Bistouri Fixe, manche plat, 17 cm</td><td>2</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Pince Dissection A/G 14 cm</td><td>1</td><td>Pince Kocher, droite, A/G, 14 cm</td><td>1</td><td>Crochet Gillies, 18 cm</td><td>1</td><td>Pince Péan Murphy, 14 cm</td><td>1</td><td>Pince Péan Murphy, 14 cm</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>Pince Pean Murphy, 14 cm</td><td>1</td><td>Manche Bistouri n°3</td><td>1</td><td>Pince Halstead, 13 cm, courbe, S/G</td><td>1</td><td>Pince Dissection A/G 14 cm</td><td>4</td><td>1</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>Pince Dissection A/G, 14 cm</td><td>1</td><td>Pince Dissection, S/G, 14 cm</td><td>1</td><td>Pince Dissection, S/G 14 cm</td><td>1</td><td>Pince Dissection, S/G 14 cm</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>Pince Dissection, S/G, 14 cm</td><td>1</td><td>Pince Terrier, S/G, 13 cm</td><td>1</td><td>Pince Terrier, S/G, 13 cm</td><td>1</td><td>Pince Cannelée 14 cm</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>Pince à Echardes, 10 cm</td><td>1</td><td>Pince Dissection, S/G, 15 cm</td><td>1</td><td>Pince Dissection, S/G, 15 cm</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>Porte-aiguille Mayo-Hégar, 14cm</td><td>1</td><td>Pince Adson, A/G, 12 cm</td><td>1</td><td>Pince Adson, A/G, 12 cm</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>Stylet Porte-coton, 14 cm</td><td>1</td><td>Pince Adson, S/G, 12 cm</td><td>1</td><td>Pince Adson, S/G, 12 cm</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td>Porte-aiguille Halsey, 13 cm</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td></tr> </tbody> </table>	Identification	Quantité	Nom et caractéristiques	Quantité	Nom et caractéristiques	Quantité	Nom et caractéristiques	Quantité	Nom et caractéristiques	Quantité	Quantité	Ciseaux Lister, Croix Rouge, 14 cm	1	Ciseaux Iridectomie droits 11,5 cm	1	Ciseaux Mayo, courbes, 16 cm	1	Ciseaux Lister, Croix Rouge, 14 cm	1	Ciseaux Mousses, droits, 14 cm	1	1	Pince à Champs Backhauss 9 cm	1	Ciseaux Mousses, droits, 14 cm	1	Ciseaux Mousses, droits, 11,5 cm	1	Ciseaux Mousses, droits, 14 cm	1	Ciseaux Mousses, droits, 14 cm	1	1	Pince Péan Murphy 14 cm	1	Manche Bistouri n°3	1	Ciseaux Pointus, courbes, 14 cm	1	Bistouri Fixe, manche plat, 17 cm	2	Bistouri Fixe, manche plat, 17 cm	2	1	Pince Dissection A/G 14 cm	1	Pince Kocher, droite, A/G, 14 cm	1	Crochet Gillies, 18 cm	1	Pince Péan Murphy, 14 cm	1	Pince Péan Murphy, 14 cm	1	1			Pince Pean Murphy, 14 cm	1	Manche Bistouri n°3	1	Pince Halstead, 13 cm, courbe, S/G	1	Pince Dissection A/G 14 cm	4	1			Pince Dissection A/G, 14 cm	1	Pince Dissection, S/G, 14 cm	1	Pince Dissection, S/G 14 cm	1	Pince Dissection, S/G 14 cm	1	1			Pince Dissection, S/G, 14 cm	1	Pince Terrier, S/G, 13 cm	1	Pince Terrier, S/G, 13 cm	1	Pince Cannelée 14 cm	1	1			Pince à Echardes, 10 cm	1	Pince Dissection, S/G, 15 cm	1	Pince Dissection, S/G, 15 cm	1						Porte-aiguille Mayo-Hégar, 14cm	1	Pince Adson, A/G, 12 cm	1	Pince Adson, A/G, 12 cm	1						Stylet Porte-coton, 14 cm	1	Pince Adson, S/G, 12 cm	1	Pince Adson, S/G, 12 cm	1								Porte-aiguille Halsey, 13 cm	1					1				
Identification	Quantité	Nom et caractéristiques	Quantité	Nom et caractéristiques	Quantité	Nom et caractéristiques	Quantité	Nom et caractéristiques	Quantité	Quantité																																																																																																																															
Ciseaux Lister, Croix Rouge, 14 cm	1	Ciseaux Iridectomie droits 11,5 cm	1	Ciseaux Mayo, courbes, 16 cm	1	Ciseaux Lister, Croix Rouge, 14 cm	1	Ciseaux Mousses, droits, 14 cm	1	1																																																																																																																															
Pince à Champs Backhauss 9 cm	1	Ciseaux Mousses, droits, 14 cm	1	Ciseaux Mousses, droits, 11,5 cm	1	Ciseaux Mousses, droits, 14 cm	1	Ciseaux Mousses, droits, 14 cm	1	1																																																																																																																															
Pince Péan Murphy 14 cm	1	Manche Bistouri n°3	1	Ciseaux Pointus, courbes, 14 cm	1	Bistouri Fixe, manche plat, 17 cm	2	Bistouri Fixe, manche plat, 17 cm	2	1																																																																																																																															
Pince Dissection A/G 14 cm	1	Pince Kocher, droite, A/G, 14 cm	1	Crochet Gillies, 18 cm	1	Pince Péan Murphy, 14 cm	1	Pince Péan Murphy, 14 cm	1	1																																																																																																																															
		Pince Pean Murphy, 14 cm	1	Manche Bistouri n°3	1	Pince Halstead, 13 cm, courbe, S/G	1	Pince Dissection A/G 14 cm	4	1																																																																																																																															
		Pince Dissection A/G, 14 cm	1	Pince Dissection, S/G, 14 cm	1	Pince Dissection, S/G 14 cm	1	Pince Dissection, S/G 14 cm	1	1																																																																																																																															
		Pince Dissection, S/G, 14 cm	1	Pince Terrier, S/G, 13 cm	1	Pince Terrier, S/G, 13 cm	1	Pince Cannelée 14 cm	1	1																																																																																																																															
		Pince à Echardes, 10 cm	1	Pince Dissection, S/G, 15 cm	1	Pince Dissection, S/G, 15 cm	1																																																																																																																																		
		Porte-aiguille Mayo-Hégar, 14cm	1	Pince Adson, A/G, 12 cm	1	Pince Adson, A/G, 12 cm	1																																																																																																																																		
		Stylet Porte-coton, 14 cm	1	Pince Adson, S/G, 12 cm	1	Pince Adson, S/G, 12 cm	1																																																																																																																																		
				Porte-aiguille Halsey, 13 cm	1					1																																																																																																																															

Légende :

PAD = pince à dissection  
 A/G = avec griffes  
 S/G = sans griffes

Identification	INCISION	PANSEMENT / INCISION	BOÎTE À PERINÉE	INSTRUMENTS LONGS UROLOGIE																																																																																																																																																																																								
Exemple de Service utilisateur	Urgences médicales	Bloc opératoire cardiologie	Maternité	Bloc opératoire urologie																																																																																																																																																																																								
	<p><b>Composition</b></p> <table> <tr> <td>Ecartereurs FARABEUF 14cm</td> <td>2</td> <td>Ecartereurs FARABEUF</td> <td>2</td> <td>Ciseaux Mayo droits 16 cm</td> </tr> <tr> <td>Ciseau MAYO stile 17cm</td> <td>1</td> <td>PAD à griffes 14 cm</td> <td>1</td> <td>Pince Kocher droite A/G 14 cm</td> </tr> <tr> <td>Ciseau METZEMBAUM courbe</td> <td>1</td> <td>PAD petite DEBAKEY 15 cm</td> <td>1</td> <td>Pince à Champs Backhaus 12 cm</td> </tr> <tr> <td>PAD à griffes 15cm</td> <td>1</td> <td><b>Brochette (sur les 2 Pinces KOCHER)</b></td> <td>1</td> <td>Pince Michel 13 cm</td> </tr> <tr> <td>PAD sans griffe 15cm</td> <td>1</td> <td>Pinces KOCHER</td> <td>2</td> <td>Pince Péan Murphy, 18 cm</td> </tr> <tr> <td>Pinces de LERICHE</td> <td>4</td> <td>Pinces TERRIER</td> <td>2</td> <td>Pince Dissection A/G 14 cm</td> </tr> <tr> <td>Pinces de KOCHER</td> <td>2</td> <td>Pinces LERICHE</td> <td>6</td> <td>Porte-aiguille Mayo-Hégar 16 cm</td> </tr> <tr> <td>Pince de KELLY</td> <td>1</td> <td>Porte-aiguille 16 cm</td> <td>1</td> <td>Sonde Vésicale métal femme 15 cm</td> </tr> <tr> <td>Porte aiguille MAYO Hégar 18cm</td> <td>1</td> <td>Paire de ciseaux MAYO courbe</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Manche de bistouri N°4</td> <td>1</td> <td>Paire de ciseaux METZEMBAUM</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pince de KOCHER porte tampon 18cm</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Ecartereurs FARABEUF 14cm	2	Ecartereurs FARABEUF	2	Ciseaux Mayo droits 16 cm	Ciseau MAYO stile 17cm	1	PAD à griffes 14 cm	1	Pince Kocher droite A/G 14 cm	Ciseau METZEMBAUM courbe	1	PAD petite DEBAKEY 15 cm	1	Pince à Champs Backhaus 12 cm	PAD à griffes 15cm	1	<b>Brochette (sur les 2 Pinces KOCHER)</b>	1	Pince Michel 13 cm	PAD sans griffe 15cm	1	Pinces KOCHER	2	Pince Péan Murphy, 18 cm	Pinces de LERICHE	4	Pinces TERRIER	2	Pince Dissection A/G 14 cm	Pinces de KOCHER	2	Pinces LERICHE	6	Porte-aiguille Mayo-Hégar 16 cm	Pince de KELLY	1	Porte-aiguille 16 cm	1	Sonde Vésicale métal femme 15 cm	Porte aiguille MAYO Hégar 18cm	1	Paire de ciseaux MAYO courbe	1		Manche de bistouri N°4	1	Paire de ciseaux METZEMBAUM	1		Pince de KOCHER porte tampon 18cm	1				<p><b>Maternité</b></p> <table> <tr> <td>Ecartereurs FARABEUF</td> <td>2</td> <td>Ciseaux Mayo droits 16 cm</td> <td>1</td> <td>PAD 30 cm</td> </tr> <tr> <td>PAD à griffes 14 cm</td> <td>1</td> <td>Pince Kocher droite A/G 14 cm</td> <td>2</td> <td>Porte-aiguille 30 cm</td> </tr> <tr> <td>PAD petite DEBAKEY 15 cm</td> <td>1</td> <td>Pince à Champs Backhaus 12 cm</td> <td>4</td> <td>Paire de ciseaux 30 cm</td> </tr> <tr> <td>Ciseau MAYO stile 17cm</td> <td>1</td> <td>Pince Michel 13 cm</td> <td>1</td> <td>Pinces BENGOLEA 30 cm</td> </tr> <tr> <td>Ciseau METZEMBAUM courbe</td> <td>1</td> <td><b>Brochette (sur les 2 Pinces KOCHER)</b></td> <td>1</td> <td>Pince Allarys 30 cm</td> </tr> <tr> <td>PAD à griffes 15cm</td> <td>1</td> <td>Pinces KOCHER</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PAD sans griffe 15cm</td> <td>1</td> <td>Pinces TERRIER</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pinces de LERICHE</td> <td>4</td> <td>Pinces LERICHE</td> <td>6</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pinces de KOCHER</td> <td>2</td> <td>Porte-aiguille 16 cm</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pince de KELLY</td> <td>1</td> <td>Paire de ciseaux MAYO courbe</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Porte aiguille MAYO Hégar 18cm</td> <td>1</td> <td>Paire de ciseaux METZEMBAUM</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Manche de bistouri N°4</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pince de KOCHER porte tampon 18cm</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Ecartereurs FARABEUF	2	Ciseaux Mayo droits 16 cm	1	PAD 30 cm	PAD à griffes 14 cm	1	Pince Kocher droite A/G 14 cm	2	Porte-aiguille 30 cm	PAD petite DEBAKEY 15 cm	1	Pince à Champs Backhaus 12 cm	4	Paire de ciseaux 30 cm	Ciseau MAYO stile 17cm	1	Pince Michel 13 cm	1	Pinces BENGOLEA 30 cm	Ciseau METZEMBAUM courbe	1	<b>Brochette (sur les 2 Pinces KOCHER)</b>	1	Pince Allarys 30 cm	PAD à griffes 15cm	1	Pinces KOCHER	2		PAD sans griffe 15cm	1	Pinces TERRIER	2		Pinces de LERICHE	4	Pinces LERICHE	6		Pinces de KOCHER	2	Porte-aiguille 16 cm	1		Pince de KELLY	1	Paire de ciseaux MAYO courbe	1		Porte aiguille MAYO Hégar 18cm	1	Paire de ciseaux METZEMBAUM	1		Manche de bistouri N°4	1				Pince de KOCHER porte tampon 18cm	1				<p><b>Bloc opératoire urologie</b></p> <table> <tr> <td>Ecartereurs FARABEUF</td> <td>2</td> <td>Ciseaux Mayo droits 16 cm</td> <td>1</td> <td>PAD 30 cm</td> </tr> <tr> <td>PAD à griffes 14 cm</td> <td>1</td> <td>Pince Kocher droite A/G 14 cm</td> <td>2</td> <td>Porte-aiguille 30 cm</td> </tr> <tr> <td>PAD petite DEBAKEY 15 cm</td> <td>1</td> <td>Pince à Champs Backhaus 12 cm</td> <td>4</td> <td>Paire de ciseaux 30 cm</td> </tr> <tr> <td>Ciseau MAYO stile 17cm</td> <td>1</td> <td>Pince Michel 13 cm</td> <td>1</td> <td>Pinces BENGOLEA 30 cm</td> </tr> <tr> <td>Ciseau METZEMBAUM courbe</td> <td>1</td> <td><b>Brochette (sur les 2 Pinces KOCHER)</b></td> <td>1</td> <td>Pince Allarys 30 cm</td> </tr> <tr> <td>PAD à griffes 15cm</td> <td>1</td> <td>Pinces KOCHER</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PAD sans griffe 15cm</td> <td>1</td> <td>Pinces TERRIER</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pinces de LERICHE</td> <td>4</td> <td>Pinces LERICHE</td> <td>6</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pinces de KOCHER</td> <td>2</td> <td>Porte-aiguille 16 cm</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pince de KELLY</td> <td>1</td> <td>Paire de ciseaux MAYO courbe</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Porte aiguille MAYO Hégar 18cm</td> <td>1</td> <td>Paire de ciseaux METZEMBAUM</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Manche de bistouri N°4</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pince de KOCHER porte tampon 18cm</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Ecartereurs FARABEUF	2	Ciseaux Mayo droits 16 cm	1	PAD 30 cm	PAD à griffes 14 cm	1	Pince Kocher droite A/G 14 cm	2	Porte-aiguille 30 cm	PAD petite DEBAKEY 15 cm	1	Pince à Champs Backhaus 12 cm	4	Paire de ciseaux 30 cm	Ciseau MAYO stile 17cm	1	Pince Michel 13 cm	1	Pinces BENGOLEA 30 cm	Ciseau METZEMBAUM courbe	1	<b>Brochette (sur les 2 Pinces KOCHER)</b>	1	Pince Allarys 30 cm	PAD à griffes 15cm	1	Pinces KOCHER	2		PAD sans griffe 15cm	1	Pinces TERRIER	2		Pinces de LERICHE	4	Pinces LERICHE	6		Pinces de KOCHER	2	Porte-aiguille 16 cm	1		Pince de KELLY	1	Paire de ciseaux MAYO courbe	1		Porte aiguille MAYO Hégar 18cm	1	Paire de ciseaux METZEMBAUM	1		Manche de bistouri N°4	1				Pince de KOCHER porte tampon 18cm	1			
Ecartereurs FARABEUF 14cm	2	Ecartereurs FARABEUF	2	Ciseaux Mayo droits 16 cm																																																																																																																																																																																								
Ciseau MAYO stile 17cm	1	PAD à griffes 14 cm	1	Pince Kocher droite A/G 14 cm																																																																																																																																																																																								
Ciseau METZEMBAUM courbe	1	PAD petite DEBAKEY 15 cm	1	Pince à Champs Backhaus 12 cm																																																																																																																																																																																								
PAD à griffes 15cm	1	<b>Brochette (sur les 2 Pinces KOCHER)</b>	1	Pince Michel 13 cm																																																																																																																																																																																								
PAD sans griffe 15cm	1	Pinces KOCHER	2	Pince Péan Murphy, 18 cm																																																																																																																																																																																								
Pinces de LERICHE	4	Pinces TERRIER	2	Pince Dissection A/G 14 cm																																																																																																																																																																																								
Pinces de KOCHER	2	Pinces LERICHE	6	Porte-aiguille Mayo-Hégar 16 cm																																																																																																																																																																																								
Pince de KELLY	1	Porte-aiguille 16 cm	1	Sonde Vésicale métal femme 15 cm																																																																																																																																																																																								
Porte aiguille MAYO Hégar 18cm	1	Paire de ciseaux MAYO courbe	1																																																																																																																																																																																									
Manche de bistouri N°4	1	Paire de ciseaux METZEMBAUM	1																																																																																																																																																																																									
Pince de KOCHER porte tampon 18cm	1																																																																																																																																																																																											
Ecartereurs FARABEUF	2	Ciseaux Mayo droits 16 cm	1	PAD 30 cm																																																																																																																																																																																								
PAD à griffes 14 cm	1	Pince Kocher droite A/G 14 cm	2	Porte-aiguille 30 cm																																																																																																																																																																																								
PAD petite DEBAKEY 15 cm	1	Pince à Champs Backhaus 12 cm	4	Paire de ciseaux 30 cm																																																																																																																																																																																								
Ciseau MAYO stile 17cm	1	Pince Michel 13 cm	1	Pinces BENGOLEA 30 cm																																																																																																																																																																																								
Ciseau METZEMBAUM courbe	1	<b>Brochette (sur les 2 Pinces KOCHER)</b>	1	Pince Allarys 30 cm																																																																																																																																																																																								
PAD à griffes 15cm	1	Pinces KOCHER	2																																																																																																																																																																																									
PAD sans griffe 15cm	1	Pinces TERRIER	2																																																																																																																																																																																									
Pinces de LERICHE	4	Pinces LERICHE	6																																																																																																																																																																																									
Pinces de KOCHER	2	Porte-aiguille 16 cm	1																																																																																																																																																																																									
Pince de KELLY	1	Paire de ciseaux MAYO courbe	1																																																																																																																																																																																									
Porte aiguille MAYO Hégar 18cm	1	Paire de ciseaux METZEMBAUM	1																																																																																																																																																																																									
Manche de bistouri N°4	1																																																																																																																																																																																											
Pince de KOCHER porte tampon 18cm	1																																																																																																																																																																																											
Ecartereurs FARABEUF	2	Ciseaux Mayo droits 16 cm	1	PAD 30 cm																																																																																																																																																																																								
PAD à griffes 14 cm	1	Pince Kocher droite A/G 14 cm	2	Porte-aiguille 30 cm																																																																																																																																																																																								
PAD petite DEBAKEY 15 cm	1	Pince à Champs Backhaus 12 cm	4	Paire de ciseaux 30 cm																																																																																																																																																																																								
Ciseau MAYO stile 17cm	1	Pince Michel 13 cm	1	Pinces BENGOLEA 30 cm																																																																																																																																																																																								
Ciseau METZEMBAUM courbe	1	<b>Brochette (sur les 2 Pinces KOCHER)</b>	1	Pince Allarys 30 cm																																																																																																																																																																																								
PAD à griffes 15cm	1	Pinces KOCHER	2																																																																																																																																																																																									
PAD sans griffe 15cm	1	Pinces TERRIER	2																																																																																																																																																																																									
Pinces de LERICHE	4	Pinces LERICHE	6																																																																																																																																																																																									
Pinces de KOCHER	2	Porte-aiguille 16 cm	1																																																																																																																																																																																									
Pince de KELLY	1	Paire de ciseaux MAYO courbe	1																																																																																																																																																																																									
Porte aiguille MAYO Hégar 18cm	1	Paire de ciseaux METZEMBAUM	1																																																																																																																																																																																									
Manche de bistouri N°4	1																																																																																																																																																																																											
Pince de KOCHER porte tampon 18cm	1																																																																																																																																																																																											

Légende:

PAD = pince à dissection

A/G = avec griffes

S/G = sans griffes

Identification	BOÎTE MICRO CHIRURGIE	PETITE BASE UROLOGIE	BIOPSIE	BOÎTE EPISIOTOMIE																																																																																																																																								
Exemple de Service utilisateur	Microchirurgie	Bloc opératoire urologie	Chirurgie générale	Maternité																																																																																																																																								
<b>Composition</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nom et caractéristiques</th> <th>Quantité</th> <th>Nom et caractéristiques</th> <th>Quantité</th> <th>Nom et caractéristiques</th> <th>Quantité</th> <th>Nom et caractéristiques</th> <th>Quantité</th> <th>Quantité</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ciseaux à Cormée de Vannas, 10 cm droits mousses</td> <td>1</td> <td>Ecarteur GOSSET petit</td> <td>1</td> <td>Ecarteur FARABEUF 14 cm</td> <td>2</td> <td>Ciseaux Mayo droits 18 cm</td> <td>2</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Pince Dissection S/G fine pointue 18 cm</td> <td>1</td> <td>Ecarteur FARABEUF 14 cm</td> <td>2</td> <td>Ciseaux Mayo courbes 18 cm</td> <td>1</td> <td>Ciseaux Mayo</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Pince Dissection Graefe fine à iris 10 cm droite S/G</td> <td>6</td> <td>Ecarteur BECKMANN petit</td> <td>1</td> <td>Clamp Ombrical de Bar 8 cm</td> <td>1</td> <td>Clamp Ombrical</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Pince Dissection Graefe fine à iris 10 cm courbe S/G</td> <td>2</td> <td>PAD DE BAEKEY 18 cm</td> <td>1</td> <td>Insufflateur Ribemont sans poire, 10 cm</td> <td>1</td> <td>Insufflateur</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Porte-aiguille Barraquer, courbe 13 cm mors universels</td> <td>1</td> <td>PAD sans griffe 18 cm</td> <td>1</td> <td>PAD sans griffe 14 cm</td> <td>1</td> <td>Pince Kocher, droite, A/G, 18 cm</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PAD MARTEL (hémostase) 18 cm</td> <td>1</td> <td>PAD avec griffes 14 cm</td> <td>1</td> <td>Pince Rochester-Péan – Kocher</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Paire de Ciseaux METZENBAUM 18 cm</td> <td>1</td> <td>PAD DE BAEKEY 20 cm</td> <td>1</td> <td>S/G courbe 16 cm</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Paire de Ciseaux MAYO NOGENT (MAYO KLINDALL)</td> <td>1</td> <td>PAD CLOVIS VINCENT 20 cm</td> <td>1</td> <td>Pince à Champs Backhauss 14 cm</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Paire de Ciseaux MAYO courbe Porte-aiguilles 18 cm</td> <td>2</td> <td>Paire de ciseaux MAYO DROIT 17 cm</td> <td>1</td> <td>Pince à Champs Backhauss 14 cm</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td><b>Brochette (avec les 2 KOCHER)</b></td> <td></td> <td>Paire de ciseaux MAYO COURBE 17 cm</td> <td>1</td> <td>Pince Chéron 24 cm</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Pinces KOCHER 16cm</td> <td>2</td> <td>Paire de ciseaux METZEMBAUM 18 cm</td> <td>1</td> <td>Pince Jean-Louis Faure, courbe, A/G, 22 cm</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Pinces KELLY</td> <td>4</td> <td>1 Porte-aiguille MAYO-HEGAR 18 cm</td> <td>1</td> <td>Pince Dissection, A/G, 16 cm</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Pinces HALSTEAD</td> <td>6</td> <td>Pinces CHRISTOPHE COURBE sans griffe 16 cm</td> <td>4</td> <td>Pince Dissection, S/G, 16 cm</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Pinces CHAPUT 13 cm</td> <td>4</td> <td>Pinces KOCHER DROITE à griffes 14 cm</td> <td>4</td> <td>Perce-membrane, 19 cm</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Nom et caractéristiques	Quantité	Nom et caractéristiques	Quantité	Nom et caractéristiques	Quantité	Nom et caractéristiques	Quantité	Quantité	Ciseaux à Cormée de Vannas, 10 cm droits mousses	1	Ecarteur GOSSET petit	1	Ecarteur FARABEUF 14 cm	2	Ciseaux Mayo droits 18 cm	2	1	Pince Dissection S/G fine pointue 18 cm	1	Ecarteur FARABEUF 14 cm	2	Ciseaux Mayo courbes 18 cm	1	Ciseaux Mayo	1	1	Pince Dissection Graefe fine à iris 10 cm droite S/G	6	Ecarteur BECKMANN petit	1	Clamp Ombrical de Bar 8 cm	1	Clamp Ombrical	1	1	Pince Dissection Graefe fine à iris 10 cm courbe S/G	2	PAD DE BAEKEY 18 cm	1	Insufflateur Ribemont sans poire, 10 cm	1	Insufflateur	1	1	Porte-aiguille Barraquer, courbe 13 cm mors universels	1	PAD sans griffe 18 cm	1	PAD sans griffe 14 cm	1	Pince Kocher, droite, A/G, 18 cm	1	1			PAD MARTEL (hémostase) 18 cm	1	PAD avec griffes 14 cm	1	Pince Rochester-Péan – Kocher	2	2			Paire de Ciseaux METZENBAUM 18 cm	1	PAD DE BAEKEY 20 cm	1	S/G courbe 16 cm	1	1			Paire de Ciseaux MAYO NOGENT (MAYO KLINDALL)	1	PAD CLOVIS VINCENT 20 cm	1	Pince à Champs Backhauss 14 cm	1	1			Paire de Ciseaux MAYO courbe Porte-aiguilles 18 cm	2	Paire de ciseaux MAYO DROIT 17 cm	1	Pince à Champs Backhauss 14 cm	2	2			<b>Brochette (avec les 2 KOCHER)</b>		Paire de ciseaux MAYO COURBE 17 cm	1	Pince Chéron 24 cm	1	1			Pinces KOCHER 16cm	2	Paire de ciseaux METZEMBAUM 18 cm	1	Pince Jean-Louis Faure, courbe, A/G, 22 cm	1	1			Pinces KELLY	4	1 Porte-aiguille MAYO-HEGAR 18 cm	1	Pince Dissection, A/G, 16 cm	1	1			Pinces HALSTEAD	6	Pinces CHRISTOPHE COURBE sans griffe 16 cm	4	Pince Dissection, S/G, 16 cm	1	1			Pinces CHAPUT 13 cm	4	Pinces KOCHER DROITE à griffes 14 cm	4	Perce-membrane, 19 cm	1	1				
Nom et caractéristiques	Quantité	Nom et caractéristiques	Quantité	Nom et caractéristiques	Quantité	Nom et caractéristiques	Quantité	Quantité																																																																																																																																				
Ciseaux à Cormée de Vannas, 10 cm droits mousses	1	Ecarteur GOSSET petit	1	Ecarteur FARABEUF 14 cm	2	Ciseaux Mayo droits 18 cm	2	1																																																																																																																																				
Pince Dissection S/G fine pointue 18 cm	1	Ecarteur FARABEUF 14 cm	2	Ciseaux Mayo courbes 18 cm	1	Ciseaux Mayo	1	1																																																																																																																																				
Pince Dissection Graefe fine à iris 10 cm droite S/G	6	Ecarteur BECKMANN petit	1	Clamp Ombrical de Bar 8 cm	1	Clamp Ombrical	1	1																																																																																																																																				
Pince Dissection Graefe fine à iris 10 cm courbe S/G	2	PAD DE BAEKEY 18 cm	1	Insufflateur Ribemont sans poire, 10 cm	1	Insufflateur	1	1																																																																																																																																				
Porte-aiguille Barraquer, courbe 13 cm mors universels	1	PAD sans griffe 18 cm	1	PAD sans griffe 14 cm	1	Pince Kocher, droite, A/G, 18 cm	1	1																																																																																																																																				
		PAD MARTEL (hémostase) 18 cm	1	PAD avec griffes 14 cm	1	Pince Rochester-Péan – Kocher	2	2																																																																																																																																				
		Paire de Ciseaux METZENBAUM 18 cm	1	PAD DE BAEKEY 20 cm	1	S/G courbe 16 cm	1	1																																																																																																																																				
		Paire de Ciseaux MAYO NOGENT (MAYO KLINDALL)	1	PAD CLOVIS VINCENT 20 cm	1	Pince à Champs Backhauss 14 cm	1	1																																																																																																																																				
		Paire de Ciseaux MAYO courbe Porte-aiguilles 18 cm	2	Paire de ciseaux MAYO DROIT 17 cm	1	Pince à Champs Backhauss 14 cm	2	2																																																																																																																																				
		<b>Brochette (avec les 2 KOCHER)</b>		Paire de ciseaux MAYO COURBE 17 cm	1	Pince Chéron 24 cm	1	1																																																																																																																																				
		Pinces KOCHER 16cm	2	Paire de ciseaux METZEMBAUM 18 cm	1	Pince Jean-Louis Faure, courbe, A/G, 22 cm	1	1																																																																																																																																				
		Pinces KELLY	4	1 Porte-aiguille MAYO-HEGAR 18 cm	1	Pince Dissection, A/G, 16 cm	1	1																																																																																																																																				
		Pinces HALSTEAD	6	Pinces CHRISTOPHE COURBE sans griffe 16 cm	4	Pince Dissection, S/G, 16 cm	1	1																																																																																																																																				
		Pinces CHAPUT 13 cm	4	Pinces KOCHER DROITE à griffes 14 cm	4	Perce-membrane, 19 cm	1	1																																																																																																																																				

Légende :

PAD = pince à dissection  
A/G = avec griffes  
S/G = sans griffes

Identification	HYPOSPADIAS ET CIRCONCISIONS		PHIMOSIS		ABCES SUTURES		BOÎTE CHIRURGIE URGENCE	
Exemple de Service utilisateur	Bloc opératoire urologie		Bloc opératoire urologie		Urgences médicales		Urgences médicales	
	<b>Identification</b> <b>Exemple de Service utilisateur</b>	<b>Composition</b>						

Légende :

PAD = pince à dissection  
 A/G = avec griffes  
 S/G = sans griffes

### égende :

PAD = pince à dissection  
AV/G = avec griffes  
S/G = sans griffes